

Produkteigenschaften/Bestelldaten sanabelle Urinbeutel

sanabelle Produkt	Artikelnummer	VE	Krankenkassen Tarif Nr.
Bettbeutel U110	7771280	30 Stück 1 Stück	50742
Bettbeutel U130	77712801	90 Stück 1 Stück	50743
Bettbeutel U150	77712802	240 Stück 30 Stück	50743
Beinbeutel U220	77712803	60 Stück 1 Stück	50740
Beinbeutel U240	77712804	60 <u>Stück</u> 1 <u>Stück</u>	50745
Beinbeutel U260	77712805	60 Stück 1 Stück	50740
Beinbeutel U280	77712807	30 Stück 1 Stück	50745
Beinbeutel U280	77712808	30 Stück 1 Stück	50745

Produkteigenschaften/Bestelldaten sanabelle Urinbeutel

sanabelle Produkt	Bettbeutel U110	Bettbeutel U130	Bettbeutel U150	Beinbeutel U220	Beinbeutel U240	Beinbeutel U260	Beinbeutel U280
Volumen	2.000 ml	2.000 ml	1.500 ml	600 ml	750 ml	750 ml	1.000 ml
Schlauchlänge	120 cm	120 cm	110 cm	50 cm	66 cm	50 cm	60 cm, 90 cm
Max. Liegezeit	14 <u>Tage</u>	7 Tage	24 Stunden	7 Tage	14 Tage	7 Tage	14 Tage
Ablass	T-Ablassventil	T-Ablassventil	<u>Aufreißnaht</u>	T-Ablassventil	T-Ablassventil	T-Ablassventil	T-Ablassventil
Tropfkammer	✓	-	-	-	✓	-	✓
Rücklaufsperr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Belüftungsfilter	✓	-	-	-	✓	-	✓
Urinentnahme, nadelfr.	✓	-	-	-	-	-	✓
Vliesrückseite	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Zusatzkonnektor	-	-	-	✓	-	✓	-
Steril	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
							