

CURAN LADY



PRODUKTINFORMATIONEN

Der Curan Lady Einmalkatheter ist mit einem Gleitgel auf Wasserbasis versehen und deshalb sofort gebrauchsfertig, benutzerfreundlich und leakagefrei. Mit einer optimalen Katheterlänge von 8,5 cm ist eine vollständige Blasenentleerung garantiert. Der Katheter hat sanfte, polierte Katheteraugen, welche ein angenehmes Einführen ermöglichen und Irritationen der Harnröhrenschleimhaut vorbeugen. Jeder Katheter ist einzeln steril verpackt und frei von gesundheitsgefährdenden Weichmachern. Der Curan Lady besticht durch sein diskretes und kompaktes Design und kann an jeden gängigen Urinbeutel angeschlossen werden.

DIE WESENTLICHEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Sofort gebrauchsfertig
- Sanfte, polierte Katheteraugen
- Diskretes, kompaktes Design
- Benutzerfreundliche Handhabung
- Garantiert leakagefrei



Weitere Informationen auf www.coopetitionmed.at

PRODUKTÜBERSICHT

CURAN LADY FRAUENKATHETER

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG
CL 10	Curan Lady	8,5 cm	10 CH	30 Stück
CL 12	Curan Lady	8,5 cm	12 CH	30 Stück
CL 14	Curan Lady	8,5 cm	14 CH	30 Stück

