

# Curan Man

Kompakter, sofort gebrauchsfertiger  
Einmalkatheter für Männer



Der Curan Man besteht durch ein einzigartiges, kompaktes, angenehmes und diskretes Design. Die Katheter sind sofort einsatzbereit und sehr anwenderfreundlich. Unsere Katheter sind einzeln steril verpackt und für den einmaligen Gebrauch geeignet. Sie enthalten keine aggressiven Weichmacher, wie z.B. DEHP. Die Katheter sind mit einem Gleitgel auf Wasserbasis beschichtet - dadurch wird das Verschütten von Flüssigkeiten verhindert. Jeder Katheter wird einzeln geprüft und ist garantiert sicher zu verwenden. Alle unsere Katheter besitzen glatte, polierte Augen. Das Einführen des Katheters wird dadurch risikolos und Irritationen werden verhindert. Der Curan Man wird in voller Länge in einer Box aufbewahrt. Sie können den Katheter ganz einfach zusammenklappen und z.B. in einer Tasche bei sich tragen. Die blauen Clips halten den Katheter einfach und sicher in seiner eingeklappten Form. Alle Katheter haben einen weichen, farbcodierten und flexiblen Universal-Konnektor.



• Farbcode



• 30er Packung



• Kompaktes Design

## Die Hauptvorteile auf einen Blick

- Einzigartiges, kompaktes und diskretes Design
- Mit Hydrogelbeschichtung
- Kein Verschütten von Flüssigkeiten
- enthält keine aggressiven Weichmacher, DEHP-frei
- Einfach zu öffnen durch Drehkappe
- Durch kompakte, eingeklappte Form leicht in einer Tasche zu verstauen
- Sofort einsatzbereit
- Sehr anwenderfreundlich

## ISK-Katheter für Männer

Die ISK-Katheter für Männer sind 30 cm lang und in den folgenden Charrière-Größen erhältlich:

Produktcode	Größe	Packung	Farbcode
CM12 Kompakter, sofort gebrauchsfertiger Einmalkatheter für Männer	Ch 12	30er Packung	● Weiß
CM14 Kompakter, sofort gebrauchsfertiger Einmalkatheter für Männer	Ch 14	30er Packung	● Grün
CM16 Kompakter, sofort gebrauchsfertiger Einmalkatheter für Männer	Ch 16	30er Packung	● Orange

Jede 30er Packung enthält 5 blaue Clips, um den Curan Man in seiner kompakten und eingeklappten Form zu arretieren.

Vertrieb:

Curan: Spezialisten für intermittierende Katheterisierungs- und Urologieprodukte

