

CURE

GESCHLOSSENES SYSTEM
FÜR FRAUEN UND MÄNNER



PRODUKTINFORMATIONEN

Cure geschlossenes System ist ein komplettes Auffangsystem, inklusive eines 1.500 ml Urinbeutels. Der Katheter ist mit einem Gleitgel auf Wasserbasis versehen und sofort gebrauchsfertig. Jeder Beutel ist garantiert einzeln auf Dichtigkeit geprüft und leakagefrei. Der Katheter hat gerundete Katheteraugen, welche das Risiko einer Verletzung der Harnröhre beim Einführen drastisch reduzieren und Irritationen der Harnröhrenschleimhaut vermeiden. Cure geschlossenes System ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet.

DIE WESENTLICHEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Sofort gebrauchsfertig
- Mit integriertem 1.500 ml Urinbeutel
- Garantiert leakagefrei
- Sanfte, polierte Katheteraugen

PRODUKTÜBERSICHT

CURE GESCHLOSSENES SYSTEM FRAUEN/MÄNNER

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG
CB 12	Cure System	40 cm	12 CH	25 Stück
CB 14	Cure System	40 cm	14 CH	25 Stück
CB 16	Cure System	40 cm	16 CH	25 Stück

