

CURE PLAIN



PRODUKTINFORMATIONEN

Der Cure Plain ist ein unbeschichteter Katheter welcher in Kombination mit einem Gleitgel verwendet werden kann. Cure Plain hat, wie unser gesamtes Produktsortiment, sanfte, polierte Katheteraugen, welche ein angenehmes Einführen ermöglichen und Irritationen der Harnröhrenschleimhaut vorbeugen. Cure Plain ist in unterschiedlichen Größen erhältlich und kann an alle gängige Urinbeutel angeschlossen werden.

DIE WESENTLICHEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Garantiert leakagefrei
- Sanfte, polierte Katheteraugen
- DEHP frei

PRODUKTÜBERSICHT

CURE PLAIN FRAUENKATHETER

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG
F 8	Cure Plain Frauen	20 cm	8 CH	30 Stück
F 10	Cure Plain Frauen	20 cm	10 CH	30 Stück
F 12	Cure Plain Frauen	20 cm	12 CH	30 Stück
F 14	Cure Plain Frauen	20 cm	14 CH	30 Stück
F 16	Cure Plain Frauen	20 cm	16 CH	30 Stück

CURE PLAIN MÄNNERKATHETER, NELATON

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG
M 8	Cure Plain Männer	40 cm	8 CH	30 Stück
M 10	Cure Plain Männer	40 cm	10 CH	30 Stück
M 12	Cure Plain Männer	40 cm	12 CH	30 Stück
M 14	Cure Plain Männer	40 cm	14 CH	30 Stück
M 16	Cure Plain Männer	40 cm	16 CH	30 Stück

