

# CURE

FÜR FRAUEN UND MÄNNER



## PRODUKTINFORMATIONEN

Die hydrophile Beschichtung des Cure Katheters für Frauen und Männer wird durch Zugabe von sterilem Wasser innerhalb von 25 Sekunden aktiviert und ermöglicht ein angenehmes und schonendes Einführen. Zum Aktivieren der Beschichtung kann die Verpackung am Selbstklebepunkt fixiert werden. In der Zwischenzeit kann sich der Anwender für die Katheterisierung vorbereiten. Der Männerkatheter ist zusätzlich mit der einzigartigen Blue Grip® Einführhilfe ausgestattet. Dieses Hilfsmittel ermöglicht einerseits eine einfache Handhabung für den Anwender und andererseits wird das Risiko einer Harnwegsinfektion durch das hygienische und sterile Einführen des Katheters signifikant reduziert. Cure Katheter sind einzeln und steril verpackt und frei

von gesundheitsgefährdenden Weichmachern. Der Cure Einmalkatheter mit polierten Katheteraugen kann an jeden gängigen Urinbeutel angeschlossen werden.

### DIE WESENTLICHEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Hydrophile Beschichtung
- Gleifähig nach 25 Sekunden
- Einzigartige Einführhilfe – Blue Grip®
- Einfache Handhabung
- Sanfte, polierte Katheteraugen

# PRODUKTÜBERSICHT

## CURE FRAUENKATHETER

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG
HF 8	Cure Frauen	20 cm	8 CH	30 Stück
HF 10	Cure Frauen	20 cm	10 CH	30 Stück
HF 12	Cure Frauen	20 cm	12 CH	30 Stück
HF 14	Cure Frauen	20 cm	14 CH	30 Stück
HF 16	Cure Frauen	20 cm	16 CH	30 Stück

## CURE MÄNNERKATHETER, NELATON

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG
HM 8	Cure Männer	40 cm	8 CH	30 Stück
HM 10	Cure Männer	40 cm	10 CH	30 Stück
HM 12	Cure Männer	40 cm	12 CH	30 Stück
HM 14	Cure Männer	40 cm	14 CH	30 Stück
HM 16	Cure Männer	40 cm	16 CH	30 Stück

